

TEST DE PANEL **5 DROGAS EN ORINA**


Test rápido, sirve para la detección cualitativa simultánea de multidrogas y sus metabolitos en orina humana. Inmunoensayo sólo para diagnóstico in vitro y utilizado por profesionales de la salud.

El test de Multidrogas en Panel utiliza anticuerpos monoclonales para detectar selectivamente niveles elevados de drogas específicas en orina. Los test de drogas de orina tipo panel son utilizados por centros médicos, hospitales, mineras, constructoras y más.

Detección	5 parámetros
Tipos de Drogas	COC / THC / BZO / AMP / OPI
Tipos de Medición	Invasivo exacto
Fecha de Vencimiento	2 años
Almacenamiento	2°C a 30°C
Resultado	>5 minutos
Incluye	Test Panel, Manual test
Sellado	Hermético
Diagnóstico	Uso forense

Nombre Droga	Sigla	Nivel Corte ng/ml	Tiempo de detección	
			Mínimo	Máximo
COCAINA	COC	150	24 Horas	48 Horas
MARIHUANA	THC	50	2 Horas	10 Días
ANFETAMINAS	AMP	500	4 Horas	24 Horas
BENZODIAZEPINAS	BZO	200	3 Días	7 Días
OPIÁCEOS	OPI	2.000	2 Horas	3 Días

Resultados al instante



Detección de drogas de un máximo hasta 7 días.

