

Ficha técnica

Oxímetro de pulso M70A

Oxímetro de pulso de dedo M70A con visualización de pantalla LED, con certificación de CE y FDA aprobadas, para niños y adultos, visualización de la curva



Rango de medición SpO2 Exactitud	del 0%~100%, (la resolución es el 1%). del 70%~100%: $\pm 2\%$
Rango de medición de la banda	30bpm~250bpm, (la resolución es 1bpm)
Exactitud	± 2 bpm o el $\pm 2\%$
Funcionamiento de la medida en condiciones de sensación de debilidad	SpO2 y el pulso se pueden mostrar correctamente cuando el rango de la sensibilidad del pulso es del 0.4%. El error de SpO2 (Saturación de oxígeno) es del $\pm 4\%$; el error en la frecuencia del pulso es de ± 2 Bpm o el $\pm 2\%$ (de la selección mayor).
Resistencia a la luz circundante	La desviación entre el valor medido condición de luz artificial o luz natural de interior y la de cuarto oscuro es menos del $\pm 1\%$
Consumo de energía	Menos que 30mA
Voltaje	C.C. 2.6V~3.6V
Fuente de alimentación	(pilas AAA) $\times$ 2 pilas alcalinas 1.5V

Certificado



Certificado

