

OXIMETRO MODELO C101A3

PANTALLA OLED: pantalla OLED de doble color.

MEJOR PANTALLA MULTIDIRECCIONAL: pantalla giratoria multidireccional. 4 direcciones, 6 modos, le permiten ver sus resultados en cualquier dirección. Muestra los datos.

FUNCIÓN DE ALARMA: configure la alarma y el pitido según sus necesidades. Habrá una advertencia una vez que los valores medidos vayan más allá de la configuración. Conócelo de inmediato.

CON ESTUCHE: pequeño en volumen, ligero en peso, cómodo de llevar. Con un patio y maletín de transporte, conveniente para usar y almacenar

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN: Bajo consumo de energía, trabaja continuamente durante 6 horas y En ausencia de señal, el producto entrará después de 8 segundos.

OXÍMETRO DE PULSO CON PANTALLA OLED DE DOS COLORES, APROBADO POR LA FDA Y CE, DETECTOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE SPO2, DEDO DE OXÍMETRO DE PULSO 2020.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Puede medir la SpO2 y la frecuencia del pulso con precisión.
- ✓ Visualización de SpO2 y frecuencia de pulso, forma de onda de frecuencia de pulso y visualización de gráfico de barras.
- ✓ Indicador de baja tensión de batería.
- ✓ Pantalla OLED (dos colores), cuatro direcciones y seis modos.
- ✓ Apagar automáticamente cuando no hay señal.

MEDICIÓN	ESPECIFICACIÓN
SP02	Rango de medida 70-99% Resolución +-1% Exactitud +-2% No especificada (<70%)
FRECUENCIA DEL PULSO	Rango de medición: 30-240bpm Resolución +-1% Exactitud: +-2bpm or + 2% (seleccione más grande) Baja perfusión: <= 30 mA
Apagado Automático	8 segundos desde el ultimo uso
Pilas	1.5V (2 Alcalina AAA)

TERCERA EDAD
PULSACIONES PO
80-100

ADULTOS
SATURACIÓN NOF
DE OXIGENO
95-100 SPO2



INDICADORES RELEVANTES

Niveles de Saturación de oxígeno

- **95 – 99%** **Normal**
- **91 – 94 %** **Hipoxia leve**
- **86 – 90 %** **Hipoxia moderada**
- **< 86 %** **Hipoxia severa**



PULSACIONES NORMALES

El pulso es la cantidad de veces que late el corazón por minuto. Los valores normales varían según las edades, es por ello que puede fluctuar entre 60 y 140 latidos por minuto

TERCERA EDAD



80-100
latidos por minuto

ADULTOS



60-80
latidos por minuto

NIÑOS



85-90
latidos por minuto

NIÑOS PEQUEÑOS



100-120
latidos por minuto

BEBÉS



140
latidos por minuto

5 TIPS PARA UTILIZAR BIEN UN PULSIOXÍMETRO

1

LIMPIAR EL SENSOR

Para un correcto funcionamiento, el sensor debe estar limpio. Lo limpiaremos con un paño suave

2

LIMPIAR LA UÑA

Las uñas deben estar limpias, sin restos de esmalte, u otros elementos que puedan afectar la medición

3

ESTADO DE REPOSO

es conveniente estar en una situación de reposo por lo menos 5 minutos antes de hacer la medición

4

MANTENER LA POSICIÓN

Al realizar la medición es esencial no moverse y estar lo más quieto posible.

5

ANOTA LOS RESULTADOS

Si realizas mediciones de forma frecuente, anota los resultados



SIEMPRE PREFIERE PRODUCTOS CERTIFICADOS



Correo: ventas@hometest.cl
Sitio Web: www.hometest.cl
Celular: +569 6458 1020
Celular: +569 6455 3252
Fijo: +562 3254 0214